



Using an ultra slippery material, these washable slide sheets allow health care professionals and carers to position and transfer patients with ease. Patient and user friendly, they are lightweight and durable, easy to insert and remove and can be used for repositioning up and down in bed, turning, rotating and transferring (dependant on size). Choose from one of seven sizes, including a small version for placing under heels and ankles or pillows. Machine washable up to 74 degrees, low temperature tumble dry.



Dank des extra gleitfähigen Materials helfen diese waschbaren Gleitlaken Pflegern und Pflegenden, Patienten mühelos umzubetten oder aufzusetzen. Patienten- und benutzerfreundlich – leicht und langlebig, kann einfach ausgebreitet und entfernt werden, ideal zum Positionieren im und aus dem Bett, Drehen, Umdrehen und Umbetten (von der Größe abhängig). Wählen sie aus sieben Größen, inklusive einer kleineren Version zum Positionieren unter den Fersen und Fußgelenken oder Kissen. Maschinenwaschbar bis 74 °C, bei geringer Hitze trocknergeeignet.



Grâce au matériau extra-gleitissant, ces draps de transfert aident les infirmières et les soignants à repositionner ou à mettre en place leurs patients sans effort. Maniement simple – léger et durable. Facilement propager et enlever l'aide à habiller, idéal pour le positionnement du patient dans le lit, tournage, retourner et le transfert (tributaire de taille). Choisissez parmi sept tailles, inclusivement une version plus petite pour le positionnement parmi les talons et les chevilles ou l'oreiller. Les draps sont lavables en machine jusqu'à 74 degrés et peuvent être séchés à l'air ou séchés à température basse dans le séchoir.

MULTI-MOVER SLIDE SHEETS

MULTI MOVER TRANSFERHILFE-TÜCHER

MULTI MOVER Draps de transfert



P23397 – Red Multi-Mover 40cm x 60cm
P23403 – Light Green Multi-Mover 57cm x 58cm
P23415 – Dark Green Multi-Mover 70cm x 72cm
P23427 – Turquoise Multi-Mover 70cm x 120cm
P23439 – Yellow Multi-Mover 70cm x 150cm
P23440 – Light Green Multi-Mover 90cm x 120cm
P23452 – Dark Blue Multi-Mover 100cm x 120cm



P23397 – Multi-Mover Rot 40cm x 60cm
P23403 – Multi-Mover Hellgrün 57cm x 58cm
P23415 – Multi-Mover Dunkelgrün 70cm x 72cm
P23427 – Multi-Mover Türkis 70cm x 120cm
P23439 – Multi-Mover Gelb 70cm x 150cm
P23440 – Multi-Mover Hellgrün 90cm x 120cm
P23452 – Multi-Mover Dunkelblau 100cm x 120cm



P23397 – Multi-Mover Rouge 40cm x 60cm
P23403 – Multi-Mover Vert clair 57cm x 58cm
P23415 – Multi-Mover Vert foncé 70cm x 72cm
P23427 – Multi-Mover Turquoise 70cm x 120cm
P23439 – Multi-Mover Jaune 70cm x 150cm
P23440 – Multi-Mover Vert clair 90cm x 120cm
P23452 – Multi-Mover Bleu foncé 100cm x 120cm



Benefits and Features

- Excellent sliding capability.
- Extremely versatile and flexible.
- Reduces/removes the effects of friction on the skin.



Eigenschaften

- Sehr gute Gleitfähigkeit.
- Vielseitig und flexibel einsetzbar.
- Weniger Hautirritationen durch Verringerung der Reibung.



Qualités

- Glissement très bien
- Polyvalent et flexible
- Irritations cutanées moindre grâce à friction faible



Uses

- Repositioning up and down beds.
- Repositioning up and down on trolleys.
- Turning patients from one surface to another.
- Sitting up.



Anwendung

- Umpositionierung im Bett, aus dem Bett oder in das Bett
- Umpositionierung in/aus Rollstühlen
- Patiententransfer
- Aufsetzen von Patienten



Utilisation

- Repositionnement dans le lit
- Repositionnement en fauteuil roulant
- Transfert de patients
- Redresser de patients



Used by:

All areas of healthcare involved in repositioning people including:

- The patient/client unassisted
- The patient/client assisted
- Paramedic/Emergency Services
- Community-based staff
- General Ward staff
- Nursing and Residential Home staff
- Theatres and Radiology
- Disabled Units



Einsatzgebiete

Alle Pflegebereiche die mit Umpositionierung von Patienten zu tun haben:

- Eigenständige Patienten
- Krankenschwestern/- Pfleger
- Patienten unterstützt durch Pfleger
- Altenpfleger/-innen
- Sanitäter/ Rettungsassistenten
- Operationssäle
- Pflegedienste
- Pflegeheime



Applications

Tous les domaines de soins concernés par boucher les patients :

- Patients indépendants
- Infirmiers
- Infirmiers en gériatrie
- Patientes soutenues par infirmières
- Ambulanciers
- Salle d'opération
- Services de soins
- Maisons de soins



Washing/Cleaning Instruction:

Washable models can be washed at 74°C. - Drip dry or tumble dry on a low/medium heat. - Can be autoclaved. - Do not iron. - Do not use in bleach.



Reinigungshinweise:

Alle Modelle bis 74°C maschinenwaschbar. Kann luftgetrocknet oder auf geringer Hitze im Trockner getrocknet werden. Autoklavierbar. Nicht Bügeln. Nicht mit Bleichmittel in Berührung bringen.



Remarque du nettoyage

Les modèles lavables peuvent être lavés jusqu'à 74°C en machine. Peuvent être séché à l'air ou séché au sèche-linge. Autoclavable. Ne pas repasser. Ne pas apporter au contact avec blanchiment.





Good Practice Points:

- Make sure that the brakes are on the bed/trolley before commencing a movement.
- Make sure that the sheet is inserted correctly.
- Insert the sheets by either:
 - a.) 'log-rolling' the patient/client to one side (or top to bottom) b.) unrolling directly beneath the patient.
- Wherever possible, ask/help the patient/client to help themselves.
- Removal is best achieved by turning the outermost corners in on themselves and peeling the sheet out using a wriggling, alternate-arm action. This effectively 'peels' the sheet out without creating any shearing effects



Wichtige Tipps zur Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass die Bremsen am Bett/ Liege oder Rollstuhl festgestellt sind bevor sie mit dem Transfer des Patienten beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gleitlaken richtig ausgebreitet wird (gleitfähige Seite nach Innen NICHT nach Außen)
- Wenn möglich, bitten Sie den Patienten mitzuhelfen
- Breiten sie das Gleitlaken wie folgt aus:
Entweder a) Rollen sie den Patienten zu einer Seite und breiten das Laken auf der anderen zuerst aus und umgekehrt (oder von oben nach unten) oder b) Breiten sie es direkt unter dem Patienten aus
- Zum Entfernen des Transfertuchs einfach vorsichtig an den äußeren Ecken festhalten und mit einer langsamen hin- und her Bewegung daran ziehen. Dadurch wird weniger Reibung auf die Haut ausgeübt