
Brugsvejledning

Læs venligst vejledningen igennem før produktet tages i brug

Formål

Til montering på badetaburet for optimal sikkerhed.

Ryglænet er fremstillet i ét stykke af polyurethan. Ryglænet er blødt og behageligt, og materialet gør, at man ikke så let skrider.

Montering – se skitse

De fire clips på ryglænet tages ud. Ryglænet monteres i de ringe, der er placeret under sædet på badetabureten. Dybde af sæde vælges og clipsene påsættes igen. Vær opmærksom på at de trykkes helt ind til røret igen.

Vedligeholdelse

Bør aftørres efter brug. Rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibende eller ætsende effekt. Det frarådes at benytte opløsningsmidler og klor.

Ryglænet kan tages af og rengøres. Det tåler vask op til 70 grader C.

Ryglænet er fremstillet af rustfrit materiale.

Advarsel

- Maksimal belastning på badetaburet monteret med ryglæn: 150 kg.
- Ryglænet må kun bruges som beskrevet under afsnittet "Formål".
- Når ryglænet er monteret, er det ikke længere nødvendigt at placere badetabureten op imod en væg.
- Kontroller at clipsene sidder korrekt før brug.
- Kontroller regelmæssigt at clipsene er i god stand og sidder rigtigt.

Directions for use

Please read the instructions before you start using this product

Intended use

For optimal safety the shower stool can be provided with a backrest.

The backrest is made of polyurethane, a material with good non-slip properties.

Assembly – see drawing

Detach the four snaplocks from the backrest. Mount the backrest by inserting the tubing through the rings on the underside of the shower stool. Reattach the snaplocks, one on each side of the rings. Be sure to insert them correctly into the tubes.

Maintenance

To be wiped clean after use. Use domestic cleaning materials without abrasive or corrosive properties. Solvents and chlorine should not be applied.

The backrest slats can be detached for cleaning. Polyurethane can tolerate temperatures up to 70°C.

The backrest frame is made of stainless steel material.

Warning

- Max. load on stool with backrest: 150 kg.
- Only use the backrest as described in the paragraph "Purpose".
- When the backrest is mounted in position it is not necessary to place the stool against a wall.
- Check the correct position of the snaplocks before use.
- Check the condition of the snaplocks frequently. Regularly check that the snaplocks are correctly inserted into the tubing.

Gebrauchsanweisung

Bitte vor Erstgebrauch die Anleitung sorgfältig durchlesen

Verwendungszweck

Rückenlehne zur Montage auf Duschhocker für optimale Sicherheit.

Die Rückenlehne ist aus Polyurethan hergestellt. Sie ist weich und bequem und das Material leistet gute Rutsicherheit.

Montage – siehe Abb

Die vier Schnellverschlüsse in der Rückenlehne entfernen. Die Rückenlehne in den unter dem Duschhockersitz angebrachten Ringen montieren. Die Schnellverschlüsse wieder einsetzen. Darauf achten, daß sie ganz auf das Rohr gedrückt werden.

Reinigung

Nach Gebrauch abwischen. Der Duschhocker ist mit den üblichen Haushaltsreinigern ohne schleifende oder ätzende Eigenschaften abwaschbar. Keine Lösungsmittel oder Chlor verwenden.


Zum Reinigen kann die Rückenlehne abgenommen und in Wasser bis zu 70°C gesäubert werden.

Die Rückenlehne ist aus rostfreiem Material hergestellt.

Achtung

- Maximale Belastbarkeit des Duschhockers mit Rückenlehne 150 kg.
- Die Rückenlehne ausschließlich wie im Abschnitt "Verwendungszweck" beschrieben verwenden.
- Bei montierter Rückenlehne ist es nicht erforderlich, den Duschhocker an der Wand zu platzieren.
- Vor Erstgebrauch die Schnellverschlüsse auf korrekten Sitz prüfen und weiterhin regelmäßig kontrollieren.

Ready for life™



HANDICARE BATHROOM SAFETY
P.O. Box 70 - NL-2640AB Pijnacker - The Netherlands
T +31 (0)15 369 54 40 – info.ls@handicare.com – www.handicare.com

