



Bed Ladder

N94561



GENERAL SAFETY WARNING

Please ensure these instructions are fully read and implemented. Failure to do so may result in injury. Retain these instructions in a safe place for future reference.

1.0 INTENDED USE

The Bed Ladder is for use by those who have difficulty rising to a seated position in bed. It enables the user to pull themselves upright to a sitting position by pulling on successive handles.

This product can be fitted to most bed types and sizes from single to king size.

2.0 SAFETY PRECAUTIONS

- Always fit the bed ladder on top of the bed and bedding; do not fit between sheets.
- Ensure the ladder is securely attached to the foot of the bed prior to use.
- Ensure any excess or loose strapping is tucked or tied out of the way at all times.
- Do not exceed the maximum user weight, 22st 140kg.
- Keep the product away from fire.
- Not suitable for use by children.



3.0 UNPACKING

Remove packaging and check all parts carefully. If any parts are missing or appear damaged do not use and contact your supplier.

Contents:

Bed Ladder X 1

Bed Straps with plastic buckle X 2



4.0 FITTING

1. Loop a bed strap around one of the bed legs or castors at the foot of the bed.
2. Thread the buckle through the loop in the strap and pull tight, figure 1.
3. Repeat steps 1 & 2 for the second strap on the opposite bed leg/castor.
4. Place the Bed Ladder on the bed in the required position for the user, handles facing upwards.

The bed ladder can be positioned centrally on a single bed, or offset to one side on a double bed.

The top handle should be within easy reach of the user when lying down in the bed.

5. Use the bedding clips at the top of the ladder to secure it to the bed linen, figure 2.

If the bed linen is thin material, it may be necessary to fold twice for the bedding clips to grip securely.

6. Fasten the bed straps to the ladder using the buckle clips, ensuring the straps are not twisted.
7. Pull the straps tight adjusting the length as required. Tuck any excess strap under the mattress, figure 3.
8. The ladder is now fully fitted and is ready for use, figure 4.



Figure 1



Figure 2



Figure 3

5.0 USE

To use the bed ladder, the user should grasp the first handle and then reach for successive handles to pull themselves from a lying to an upright position:



Figure 4

6.0 CLEANING

Spot clean using a general purpose, neutral detergent and warm water.

Hand wash using a neutral detergent at a low temperature, maximum 30°C.

To disinfect, wash using a mild disinfectant and rinse thoroughly with fresh water. Please check the suitability of the cleaning product before use. Do not use bleach.

Allow the product to dry thoroughly prior to use/storage. Do not tumble dry or iron.

7.0 MAINTENANCE

Check the stitching along the seams and fixing points for the ladder handles.

Check the fabric for tears, holes or loose threads.

Check the buckles are correctly fastened and the straps are secure around the bed feet or castors.

Periodically inspect for signs of general wear. Any suspected faults or damage should immediately be reported to the supplier and the product taken out of use.

The recommended life of the product is 5 years from the date of purchase and 8 years from the date of manufacture. Do not use the product beyond these dates.

8.0 PRODUCT DISPOSAL

Product should be thoroughly cleaned prior to disposal.

Product is manufactured from textiles and plastic and can be disposed of through Local Authority Household Waste and Recycling Centres or through Local Trade Waste Collectors.

9.0 PRODUCT GUARANTEE

NRS Healthcare guarantee this product for a period of 12 months, from the date of purchase, against faulty materials and workmanship. This guarantee does not cover; abuse, misuse, interference or tampering with any part of the product.

Any guarantee issued by NRS Healthcare does not affect your statutory rights.

NRS Healthcare,

Sherwood House, Cartwright Way,
Forest Business Park, Bardon Hill,
Coalville, Leicestershire, LE67 1UB

Tel. Head Office: 0330 100 0098
Tel. Customer Services: 0345 121 8111
Email: customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare is a Leading Supplier of Community Equipment
and Daily Living Aids, to view our full range, visit our website:

www.nrshealthcare.co.uk



Échelle de lit
N94561



CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Veiller à bien lire et mettre en œuvre toutes ces instructions. Tout manquement pourrait entraîner un risque de blessures pour l'utilisateur. Conserver les instructions en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement .

1.0 UTILISATION PRÉVUE

L'échelle de lit est destinée aux personnes qui ont du mal à se mettre en position assise à partir d'une position couchée. Elle permet à la personne de se relever en position assise, en tirant sur une succession de poignées.

Cet article peut être utilisé dans la plupart des lits de largeur comprise entre 90 cm et 150 cm.

2.0 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Toujours installer l'échelle de lit par-dessus le drap/la couverture/la couette; ne pas la placer entre les draps. .
- S'assurer que l'échelle est bien sécurisée au pied du lit avant de l'utiliser.
- S'assurer de bien rentrer ou d'attacher les sangles trop longues ou qui dépassent pour qu'elles ne gênent pas.
- Ne pas dépasser le poids maximal de l'utilisateur (140 kg).
- Tenir l'article à l'écart des flammes.
- Ne convient pas pour les enfants.



3.0 DÉBALLAGE

Retirer l'emballage et vérifier soigneusement toutes les pièces. Si des pièces sont absentes ou semblent endommagées, ne pas utiliser et contacter votre fournisseur.

Contenu de l'emballage:

1 échelle de lit

2 sangles de lit avec boucle en plastique



4.0 INSTALLATION

1. Enrouler une sangle autour d'un pied ou d'une roulette, au pied du lit.
2. Faire passer la boucle plastique à travers la boucle de la sangle et serrer en tirant, cf. Figure 1.
3. Répéter les étapes 1 & 2 pour la deuxième sangle sur l'autre pied/roulette de l'autre côté du lit.
4. Placer l'échelle de lit sur le lit à la position qui convient pour l'utilisateur, en orientant les poignées vers le haut.

L'échelle de lit peut être positionnée sur le lit dans l'axe central, ou décalée de côté sur un lit double.

La personne couchée doit pouvoir attraper facilement la poignée supérieure.

5. Utiliser les pinces pour literie, en haut de l'échelle, pour la fixer au drap/à la couverture/couette, cf. Figure 2.

Si le linge de lit n'est pas épais, il faudra éventuellement le replier deux fois pour que les pinces puissent l'agripper correctement.

6. Attacher les sangles de lit à l'échelle à l'aide des clips de boucle, en vérifiant que les sangles ne sont pas tordues.
7. Tirer pour serrer les sangles en ajustant la longueur comme il faut. Rentrer sous le matelas les sangles qui dépassent, cf. Figure 3.
8. L'échelle est maintenant installée et prête à l'emploi, cf. Figure 4.




Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

5.0 UTILISATION

Pour utiliser l'échelle de lit, l'utilisateur doit saisir la première poignée, puis attraper tour à tour les poignées successives pour se relever en position vertical:



6.0 NETTOYAGE

Nettoyer les taches en utilisant un détergent neutre universel et de l'eau tiède.

Laver à la main avec un détergent neutre à basse température, à 30 °C au maximum.

Pour désinfecter, laver à l'aide d'un désinfectant doux et rincer abondamment à l'eau propre. Avant d'utiliser le produit de nettoyage, vérifier qu'il est adapté. Ne pas utiliser d'eau de Javel.

Laisser le produit sécher complètement avant de l'utiliser ou de le ranger. Pas de séchage électrique, pas de repassage.

7.0 ENTRETIEN

Vérifier que les coutures sont bien solides sur les bords et les points de fixation des poignées de l'échelle.

Vérifier que le tissu ne présente pas de déchirures, de trous ou de coutures qui se défont.

Vérifier que les boucles sont correctement fixées et les sangles sécurisées autour des pieds ou des roulettes du lit.

Inspecter régulièrement pour déceler les signes généraux d'usure. Signaler immédiatement au fournisseur les défauts ou dommages présumés et ne plus utiliser le produit.

La durée de vie recommandée du produit est de 5 ans à compter de la date d'achat et de 8 ans à compter de la date de fabrication. Ne pas utiliser le produit au-delà de ces dates.

8.0 ÉLIMINATION DU PRODUIT

Nettoyer intégralement le produit avant la mise au rebut.

Le produit est composé de matériau textile et plastique. Il peut donc être éliminé dans une déchetterie municipale locale ou en s'adressant à une société de collecte de déchets commerciaux.

9.0 GARANTIE PRODUIT

NRS Healthcare garantit ce produit pour une période de 12 mois suivant la date d'achat contre les défauts de matériel et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les utilisations abusives ou impropres, la modification ou l'altération d'une partie quelconque du produit.

La garantie émise par NRS Healthcare n'affecte pas vos droits statutaires.

NRS Healthcare,

Sherwood House, Cartwright Way,
Forest Business Park, Bardonia Hill,
Coalville, Leicestershire, LE67 1UB

Tél. (Siège) : +44 (0) 330 100 0098

Tél. (Service client) : +44 (0) 345 121 8111

Email: customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare est leader dans la fourniture d'équipements collectifs et d'aides à la vie quotidienne ; découvrez notre gamme complète sur notre site web: www.nrshealthcare.co.uk



Bettleiter
N94561



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und ergreifen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Ein Nichtbeachten der Anweisungen kann zu Körperverletzungen führen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

1.0 VERWENDUNGSZWECK

Die Bettleiter dient denjenigen als Hilfe, die im Bett Schwierigkeiten beim Aufrichten in die Sitzposition haben. Damit kann sich der Benutzer selbständig Griff für Griff aus der Liege- in die Sitzposition aufrichten.

Das Produkt kann an den meisten Bettentypen und -größen von Einzel- bis hin zu Doppelbetten (King Size) angebracht werden.

2.0 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Bringen Sie die Bettleiter stets oben auf der Bettwäsche an und nicht zwischen den Bettlaken.
- Achten Sie darauf, dass die Bettleiter vor Benutzung sicher am Fuß des Betts befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass überlange oder lose Riemen jederzeit versteckt oder verstaut sind.
- Überschreiten Sie das maximale Benutzergewicht von 140 kg nicht.
- Produkt von Feuer fernhalten.
- Nicht geeignet für Kinder.



3.0 AUSPACKEN

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und prüfen Sie alle Einzelteile sorgfältig. Falls einzelne Teile fehlen oder beschädigt zu sein scheinen, verwenden Sie diese nicht, sondern wenden sich an Ihren Lieferanten.

Inhalt:

Bettleiter x 1

Riemen mit Kunststoffschnalle x 2



4.0 ANBRINGEN

1. Winden Sie einen Riemen schlaufenförmig um einen Bettenfuß oder eine Laufrolle unten am Bett.
2. Führen Sie die Schnalle durch die Schlaufe im Riemen und ziehen diesen fest an (siehe Abb. 1).
3. Wiederholen Sie Schritte 1 und 2 mit dem zweiten Riemen am gegenüberliegenden Bettenfuß bzw. an der Laufrolle.
4. Platzieren Sie die Bettleiter in der für den Benutzer gewünschten Position mit den Griffen nach oben gerichtet auf das Bett.

Die Bettleiter kann bei einem Einzelbett mittig oder bei einem Doppelbett seitlich versetzt positioniert werden.

Der obere Griff sollte im Liegen leicht greifbar sein.

5. Klemmen Sie die Leiter mit den Bettdeckenhaltern oben an der Bettwäsche fest (siehe Abb. 2).

Dünne Bettwäsche muss ggf. doppelt gefaltet werden, damit die Klemmen diese sicher erfassen können.

6. Befestigen Sie die Riemen mit den Schnallen an der Leiter und achten Sie darauf, dass die Riemen nicht verdreht sind.
7. Ziehen Sie die Riemen fest an und passen Sie die Länge ggf. entsprechend an. Stecken Sie überlange Riemen unter die Matratze (siehe Abb. 3).
8. Die Leiter ist jetzt komplett angebracht und kann benutzt werden (siehe Abb. 4).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

5.0 ANWENDUNG

Um die Bettleiter benutzen zu können, sollte der Benutzer den ersten Griff ergreifen und sich dann Griff um Griff aus der Liege- in die Sitzposition aufrichten:



Abb. 4

6.0 REINIGUNG

Reinigen Sie Flecken an der Bettleiter mit einem neutralen Allzweckreiniger und warmem Wasser.

Waschen Sie sie mit einem neutralen Waschmittel bei niedriger Temperatur bei maximal 30°C.

Wischen Sie das Produkt mit einem milden Desinfektionsmittel ab und spülen Sie es anschließend mit sauberem Wasser gründlich ab. Überprüfen Sie vor Gebrauch des Produkts bitte die Eignung des Reinigungsmittels. Nicht bleichen.

Lassen Sie das Produkt vor Gebrauch/Aufbewahrung gründlich trocknen. Nicht im Trockner trocknen oder bügeln.

7.0 PFLEGE UND WARTUNG

Kontrollieren Sie die Stiche entlang der Nähte und die Befestigungspunkte für die Griffe der Bettleiter.

Überprüfen Sie den Stoff auf Risse, Löcher oder lose Fäden.

Kontrollieren Sie, ob die Schnallen korrekt festgezurt und die Riemen sicher um die Bettenfüße oder Laufrollen gewunden sind.

Kontrollieren Sie sie in regelmäßigen Abständen nach allgemeinen Verschleißschäden. Bei Verdacht auf Fehler oder Schäden sind diese dem Lieferanten unverzüglich zu melden, und das Produkt ist auszusondern.

Die empfohlene Nutzungsdauer des Produkts beträgt 5 Jahre ab Kaufdatum und 8 Jahre ab Herstellungsdatum. Verwenden Sie das Produkt nach Ablauf dieser Zeiträume nicht mehr.

8.0 ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Reinigen Sie das Produkt vor der Entsorgung gründlich.

Das Produkt aus Textilien und Kunststoff kann an jedem Wertstoffhof abgegeben oder als Gewerbeabfall vor Ort abgeholt werden.

9.0 PRODUKTGARANTIE

Die Garantie von NRS Healthcare für dieses Produkt deckt für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum Fehler bei Material und Verarbeitung ab. Nicht abgedeckt sind jedoch Zweckentfremdung, Missbrauch, unerwünschte Eingriffe oder Manipulation von Teilen des Produkts.

Eine Garantie von NRS Healthcare beeinträchtigt Ihre gesetzlich geregelten Rechte nicht.

NRS Healthcare,

Sherwood House, Cartwright Way,
Forest Business Park, Bardon Hill,
Coalville, Leicestershire, LE67 1UB,
Großbritannien

Tel. Zentrale: +44 (0)330 100 0098
Tel. Kundenservice: +44 (0)345 121 8111
Email: customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare ist ein führender Anbieter von Hilfsmitteln für den
Heimgebrauch und Alltagshilfen. Unsere Website informiert über unser
umfassendes Produktsortiment: **www.nrshealthcare.co.uk**



**Escalerilla de
cama
N94561**



ADVERTENCIA GENERAL DE SEGURIDAD

Lea y siga estas instrucciones minuciosamente, ya que su incumplimiento podría causar lesiones. Guarde las instrucciones en un lugar seguro como referencia futura.

1.0 USO INDICADO

La escalerilla de cama está indicada para las personas que tienen dificultades para incorporarse en la cama. Permite al usuario a incorporarse agarrándose a los peldaños de uno a uno.

Este producto se puede ajustar a la mayoría de tipos y tamaños de cama, desde individuales hasta tamaño king.

2.0 MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Coloque siempre la escalerilla sobre la cama y la ropa de la cama, no entre las sábanas.
- Asegúrese de que la escalerilla está firmemente sujeta a los pies de la cama antes de utilizarla.
- Asegúrese de remeter o atar los extremos sobrantes o sueltos de la correas, de manera que no estorben en ningún momento.
- No se debe exceder el peso máximo del usuario (140 kg).
- Mantenga el producto alejado del fuego.
- No apta para niños.



3.0 DESEMPAQUETADO

Retire el embalaje y examine detenidamente todas las piezas. Si falta alguna pieza o presenta daños, no utilice el producto y póngase en contacto con su proveedor.

Contenido:

Escalerilla de cama X 1

Correas de sujeción con hebilla de plástico X 2



4.0 MONTAJE

1. Haga una lazada con una de las correas de sujeción alrededor de una pata o ruedecilla a los pies de la cama.
2. Pase la hebilla por el lazo de la correa y tire con firmeza (figura 1).
3. Repita los pasos 1 y 2 con la segunda correa en la pata o ruedecilla del otro lado de la cama.
4. Coloque la escalerilla sobre la cama en la posición adecuada para el usuario, con las asas hacia arriba.

La escalerilla de cama se puede colocar en el centro en las camas individuales, o a un lado en una cama de matrimonio.

El asa superior debe estar al alcance del usuario cuando está acostado en la cama.

5. Utilice los enganches de la parte superior de la escalerilla para fijarla a la ropa de la cama (figura 2).

Si la ropa de cama es de un material fino, es posible que haya que doblarla dos veces para que los enganches agarren firmemente.

6. Fije las correas de sujeción a la escalerilla mediante las hebillas, asegurándose de que las correas no queden retorcidas.
7. Tire de las correas firmemente para ajustar la longitud según se requiera. Remeta los extremos sobrantes de las correas debajo del colchón (figura 3).
8. La escalerilla está ya instalada y lista para usar (figura 4).



Figura 1



Figura 2



Figura 3

5.0 Uso

Para utilizar la escalerilla de cama, el usuario debe agarrar la primera asa y avanzar por el resto de asas sucesivamente hasta incorporarse.



Figura 4

6.0 LIMPIEZA

Limpie las manchas con un detergente neutro de uso general y agua templada.

Lave a mano con un detergente neutro a temperatura baja, máximo 30°C.

Para desinfectar, utilice un desinfectante suave y aclare a fondo con agua limpia. Antes de utilizar un producto de limpieza, compruebe que es adecuado. No utilice lejía.

Antes de utilizar o guardar el producto, deje que se seque por completo. No seque en secadora ni planche el producto.

7.0 MANTENIMIENTO

Examine las puntadas de las costuras y los puntos de fijación de las asas.

Compruebe que el tejido no presenta desgarros, agujeros ni hilos sueltos.

Verifique que las hebillas están ajustadas correctamente y las correas están firmemente sujetas a las patas o ruedecillas de la cama.

Examine periódicamente para comprobar si presenta signos de desgaste. Si sospecha que existen defectos o daños, comuníquese al proveedor inmediatamente y deje de utilizar el producto.

La vida útil recomendada del producto son 5 años a partir de la fecha de compra y 8 años desde la fecha de fabricación. No utilice el producto pasados estos plazos.

8.0 ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de desechar el producto, debe limpiarse a fondo.

El producto está fabricado con tejidos y plástico y puede desecharse a través de los puntos oficiales de reciclaje y residuos domésticos locales, o las empresas de recogida de residuos comerciales.

9.0 GARANTÍA DEL PRODUCTO

NRS Healthcare garantiza este producto contra defectos de fabricación o materiales durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre el uso inadecuado o indebido, ni la manipulación o alteración de ninguna de las partes del producto.

Las garantías emitidas por NRS Healthcare no afectan a los derechos legales del comprador.

NRS Healthcare

Sherwood House, Cartwright Way,
Forest Business Park, Bardon Hill,
Coalville, Leicestershire, LE67 1UB
(Reino Unido)

Tel. oficina principal: +44 (0)330 100 0098

Tel. Servicio de Atención al Cliente:

+44 (0)345 121 8111

Email: customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare es un proveedor destacado de equipos colectivos y de asistencia para la vida diaria. Si desea consultar nuestra gama completa de productos, visite el sitio web **www.nrshealthcare.co.uk**



Bedladder
N94561



ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Zorg dat men deze instructies volledig leest en uitvoert. Als men nalaat dit te doen, kan het letsel tot gevolg hebben. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

1.0 BEOOGD GEBRUIK

De bedladder is bedoeld voor hen die moeite hebben om in bed overeind te komen en op te zitten. De gebruiker kan zich overeind trekken en gaan opzitten door aan achtereenvolgende handgrepen te trekken.

Dit product kan aan de meeste bedtypes en -maten worden bevestigd, van één- tot tweepersoons (kingsize).

2.0 VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Bevestig de bedladder altijd op het bed en het beddengoed; niet tussen de lakens in.
- Zorg dat de ladder vóór het gebruik stevig aan het voeteneind van het bed is bevestigd.
- Zorg dat alle overtollige of loszittende banden altijd uit de weg zijn door ze weg te stoppen of vast te binden.
- Het maximale gebruikersgewicht van 140 kg mag niet overschreden worden.
- Het product uit de buurt van vuur houden.
- Niet geschikt voor gebruik door kinderen.



3.0 UITPAKKEN

Verwijder de verpakking en controleer alle onderdelen zorgvuldig. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd blijken te zijn, mag het product niet worden gebruikt en dient u contact op te nemen met uw leverancier.

Inhoud:

Bedladder X 1

Bedriemen met plastic gesp X 2



4.0 MONTAGE

1. Leg een bedriem in een lus om een van de poten of zwenkwielen aan het voeteneind van het bed.
2. Rijg de gesp door de lus in de riem en trek stevig aan, afb. 1.
3. Herhaal met de tweede riem stap 1 & 2 en leg om de poot/zwenkwiel aan de andere kant van het bed.
4. Plaats de bedladder in de gewenste positie voor de gebruiker op het bed met de handgrepen naar boven.

De bedladder kan in het midden van een eenpersoonsbed worden gelegd, of op de ene helft van een tweepersoonsbed.

De bovenste handgreep moet gemakkelijk binnen het bereik van de gebruiker liggen wanneer hij/zij in bed ligt.

5. Gebruik de bedklemmen bovenaan de ladder om hem stevig aan het beddengoed vast te maken, afb. 2.

Als het beddengoed van een dunne stof is, moet het misschien dubbelgevouwen worden zodat de klemmen stevig in het beddengoed vastgrijpen.

6. Bevestig de bedriemen met behulp van de gespklampen aan de ladder en zorg daarbij dat de riemen niet verdraaid zijn.
7. Trek de banden strak en pas de lengte naar wens aan. Stop overtollige riem onder de matras, afb. 3.
8. De ladder is nu volledig gemonteerd en klaar voor gebruik, afb. 4.



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

5.0 HET GEBRUIK

De gebruiker moet bij gebruik van de bedladder de eerste handgreep beetpakken en dan de volgende handgrepen om zich vanuit een ligpositie overeind te trekken:



Afbeelding 4

6.0 SCHOONMAKEN

Maak met een neutraal reinigingsmiddel voor algemene doeleinden en warm water schoon.

Een neutraal reinigingsmiddel gebruiken en met de hand bij lage temperatuur wassen, maximaal 30°C.

Met een zacht ontsmettingsmiddel wassen om te desinfecteren en dan goed spoelen met schoon water. Controleer vóór gebruik of het reinigingsmiddel geschikt is. Geen bleekmiddelen gebruiken.

Laat het product goed drogen voordat u het gebruikt/opbergt. Niet in de droger doen of strijken.

7.0 ONDERHOUD

Controleer het stiksel langs de naden en bevestigingspunten voor de handgrepen aan de ladder.

Controleer de stof op scheuren, gaten of losse draden.

Controleer of de gespen correct zijn bevestigd en of de riemen stevig om de poten of zwenkwielen van het bed vastzitten.

Inspecteer regelmatig op tekenen van algemene slijtage. Als men defecten of beschadiging vermoedt, dient dit onmiddellijk bij de leverancier te worden gemeld en mag het product niet worden gebruikt.

De aanbevolen gebruiksduur van het product is 5 jaar vanaf de datum van aankoop en 8 jaar vanaf de datum van vervaardiging. Na deze data mag het product niet meer worden gebruikt.

8.0 Vernietiging van het product

Het product moet voordat het wordt vernietigd grondig worden gereinigd.

Het product is van textiel en plastic gemaakt en kan worden weggegooid via de afvalverwerkings- en kringloopcentra van de gemeente of via plaatselijke afvalinzamelbedrijven.

9.0 PRODUCTGARANTIE

NRS Healthcare geeft voor dit product een garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop in geval van gebrekkig materiaal en slecht vakmanschap. Deze garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, manipulatie van of geknoei met enig onderdeel van het product.

Een garantie van NRS Healthcare heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

NRS Healthcare,

Sherwood House, Cartwright Way,
Forest Business Park, Bardon Hill,
Coalville, Leicestershire, LE67 1UB

Tel. hoofdkantoor: +44 (0)330 100 0098

Tel. klantenservice: +44 (0)345 121 8111

Email: customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare is een toonaangevende leverancier van apparatuur voor gemeenschapszorg en woonhulpmiddelen. Ons volledig assortiment is te zien op onze website www.nrshealthcare.co.uk