

P23049

Champagne

P23063

Silver

P64077

Purple

⚠ General Safety Warning ⚠

Please make sure that you read and follow these instructions carefully. Failure to do so can result in injury. Keep these instructions in a safe place for future reference.

Maximum User Weight



1.0 INTENDED USE

The Freestyle is a lightweight aluminium rollator designed to give support and aid to those who cannot, or who lack the confidence to, walk without some level of guidance. This rollator is intended for indoor and outdoor use.



Figure 1: Freestyle Rollator

2.0 SAFETY

The maximum user weight must not be greater than 18st / 115kg.

Make sure that the rollator is locked in the open position before use, see section 4.1.

Only use as a walking aid in the forward direction.

Do not make adjustments to the rollator unless it is stationary.

Do not use on stairs or escalators and take care on steep hills.

Do not hang items from the handles as this will affect the stability of the rollator.

The maximum load weight for the rollator bag must not be greater than 5kg.



Figure 2: Parts

3.0 UNPACKING

1. Refer to Figure 2. Remove the packaging and check all parts carefully. Contact your supplier immediately if parts are missing or damaged and do not try and assemble.

Contents:

1. Main Frame & Front Wheel x 1
- 2a. RHS Handle & 2b RHS Rear Wheel x 1
- 3a. LHS Handle & 3b LHS Rear Wheel x 1
4. Bag (P23051) x 1
5. Handwheel x 2
6. Handwheel Bolts x 2

4.0 ASSEMBLY

4.1 Unfold the Rollator:




Figure 3: Unfolding the Rollator

1. Refer to Figure 2 and Figure 3. Gently pull the main frame apart until the spring locks the crossbar open.

4.2 Attach the Wheels:



Figure 4: Attach the Wheels

1. Refer to Figure 2 and Figure 4. Slot the RHS wheel frame tube into the RHS main frame tube.
Note: The rear wheel brake mechanism must face the external side of the rollator.
2. Align the holes and insert a handwheel bolt.
3. Make sure that the handwheel bolt has located into the hexagonal slot.




Figure 5: Attach the Handwheel

4. Refer to Figure 5. Attach the handwheel (item 5), to the handwheel bolt (item 6) and tighten.
Note: Make sure that the handwheel is located on the internal side of the frame.
5. Repeat for the other wheel.

4.3 Attach the handles:




Figure 6: Attaching the Handles

1. Refer to Figure 2 and Figure 6. Slot the RHS handle tube into the RHS tube of the main frame.
2. Make sure that the thumb support on the handle is facing the internal side of the rollator.
3. Push and hold the handle button-clip, then push the handle until the button-clip clicks into position in the first hole.
4. Adjust the height of the handle to the correct height. The handle position should line up with your wrists, in a standing position, with your arms relaxed by your side.
Note: The range of the handle adjustment is in 25mm increments, from 820mm to 920mm.
5. To adjust the handle, push and hold the button-clip, then lower to the required height. Allow the button-clip to click into the nearest adjustment hole to secure.
Note: Make sure that the button-clip has fully engaged into the hole.
6. Repeat for the other handle.

4.4 Fix the Brake Cable:



Figure 7: Attaching the Brake Cables

1. Refer to Figure 7. Push the brake cable into the clips at the top of the main frame.

4.5 Fitting the Bag:




Figure 8: Fitting the Bag

1. Refer to Figure 8. Slot one of the 'T-brackets' on the side of the bag into the slot at the top of the main frame.

Note: The bag pockets must be positioned at the rear of the rollator, facing the user.

2. Repeat on the other side of the bag.
3. Secure the bag with the safety strap.

5.0 IN USE

5.1 Operating the Brakes:

 The brakes must be checked before first use, failure to do so can result in injury.



Figure 9: Operating the Brakes

5.2 Apply the Brake:

1. Refer to Figure 9. Squeeze the brake lever up to apply the brake. Let go of the lever to release the brake.

Note: The brakes are operated independently.

5.3 Locking the Parking Brakes:

2. Refer to Figure 9. Push the brake lever down until it locks into position.

5.4 Unlocking the Parking Brakes:

3. Refer to Figure 9. Pull the brake lever up. An audible click will be heard as the brake is released.

Note: To adjust the brakes, refer to Section 7.1.

5.5 Folding the Rollator:

1. Refer to section 4.5 and Figure 8. Release the bag security strap, then remove the bag by lifting it up with the handle. The 'T-brackets' should slide free from the bag slots on both sides.

Note: If the bag is empty it does not need to be removed prior to folding.



Figure 10: Folding the Rollator

2. Refer to Figure 10. Gently, push the cross-bar forwards to release the spring lock.
3. Push the handles together to fold the rollator.

6.0 CLEANING

1. Make sure that all dirt and debris is removed from around the wheels, axle and brakes.
2. To clean the bag wipe with a damp cloth. Do not machine wash.
3. Clean the frame regularly, using a general purpose, neutral detergent and warm water.
4. Please check the suitability of the cleaning products before use. Do not use abrasive cleaners or cloths as these could permanently damage the surface and invalidate any warranty.
5. Always allow the product to dry thoroughly prior to use or storage.

7.0 Maintenance



Please contact your supplier if you require assistance with the maintenance of the rollator. Incorrect adjustments can result in serious injury.

1. Check all button clips are fully clicked in position and that both hand wheels are tight and secure.
2. Check the wheels can rotate freely.
3. Check for general wear or damage. Any suspected faults or damage should immediately be reported to the supplier and the product taken out of use.
4. Make sure the brakes are functioning correctly. When the brake levers are squeezed, the two rear wheels should not be able to rotate.

7.1 Adjusting the Brakes:



The following section requires some technical ability, do not attempt to carry out the adjustment unless you are confident to do so.




Figure 11: Adjusting the Brakes

1. Refer to Figure 11. The brake adjustment nut is located at the bottom of the brake cable, above the rear wheel on both sides.
2. Use a 10mm spanner to loosen the locking nut in an anti-clockwise direction.
3. Use an 8mm spanner to adjust the brake tension. To tighten the brakes, turn the adjustment nut in an anti-clockwise direction.

Note: *There must be a small gap between the brake mechanism and the wheel, when the brake lever is released.*

4. Use a 10mm spanner to tighten the locking nut in a clockwise direction.

Note: Use the 8mm spanner to make sure the adjustment nut remains in position, while tightening the locking nut.

5. Test the brakes in accordance with Section 5.1.

Note: Incorrectly adjusted brakes can lead to injury, please contact head office if you require assistance.

8.0 ACCESSORIES & SPARE PARTS

P23051 Replacement Bag

For more details please visit our website:

www.nrshealthcare.co.uk or call Customer Services.

9.0 PRODUCT DISPOSAL

This product should be thoroughly cleaned prior to disposal.

This product is manufactured from metal and plastic and can be disposed of through Local Authority Household Waste and Recycling Centres or through Local Trade Waste Collectors.

10.0 PRODUCT GUARANTEE

NRS Healthcare guarantee this product for a period of 12 months, from the date of purchase, against faulty materials and workmanship. This guarantee does not cover; abuse, misuse, interference or tampering with any part of the product.

Any guarantee issued by NRS Healthcare does not affect your statutory rights.

NRS HEALTHCARE Sherwood House, Cartwright Way, Forest Business Park, Bardon Hill, Coalville, Leicestershire, LE67 1UB, UK.

Tel. Customer Services: 0345 121 8111

Email: customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare is a Leading Supplier of Community Equipment and Daily Living Aids, to view our full range, visit our website:

www.healthcarepro.co.uk or www.completecareshop.co.uk

P23049

Champagner

P23063

Silber

P64077

Lila

⚠ Allgemeine Sicherheitshinweise ⚠

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und befolgen Sie diese. Ein Nichtbeachten der Anweisungen kann zu Körperverletzungen führen. Bitte bewahren Sie diese Anweisung für späteres Nachschlagen sicher auf.

1.0 VERWENDUNGSZWECK

Der Freestyle ist ein leichter Aluminium-Rollator, der Menschen mit Gehbehinderungen oder eingeschränkter Gehfähigkeit als Gehhilfe dient. Dieser Rollator eignet sich für den Innen- und Außenbereich.



Abb. 1: Freestyle-Rollator

2.0 SICHERHEIT

Das maximale Benutzergewicht darf nicht 115 kg überschreiten.

Achten Sie vor Benutzung darauf, dass der Rollator in geöffneter Position verriegelt ist (siehe Abschnitt 4.1).

Er darf nur in Vorwärtsrichtung als Gehhilfe benutzt werden.

Nehmen Sie Änderungen am Rollator nur dann vor, wenn er sicher steht und nicht wegrollen kann.

Der Gebrauch auf Treppen oder Rolltreppen ist ausdrücklich untersagt; auf abschüssigem Gelände und an Steilhängen ist Vorsicht angebracht.

Hängen Sie nichts an den Griffen auf, da dies die Stabilität des Rollators beeinträchtigt.

Die Rollator-Tasche darf nur mit maximal 5 kg belastet werden.

Maximales Benutzergewicht



Abb. 2: Einzelteile

3.0 AUSPACKEN

1. Siehe Abb. 2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und prüfen Sie alle Einzelteile sorgfältig. Falls einzelne Teile fehlen oder beschädigt zu sein scheinen, verwenden Sie diese nicht, sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Lieferanten.

Inhalt:

1. Hauptgestell & Vorderrad x 1
- 2a. Rechter Griff & rechtes Hinterrad (2b) x 1
- 3a. Linker Griff & linkes Hinterrad (3b) x 1
4. Tasche (P23051) x 1
5. Stellrad x 2
6. Stellschrauben x 2

4.0 MONTAGE

4.1 Aufklappen des Rollators:




Abb. 3: Aufklappen des Rollators

1. Siehe Abb. 2 und Abb. 3. Klappen Sie das Hauptgestell vorsichtig auseinander, bis die Feder die Querstrebe in geöffneter Position arretiert.

4.2 Anbringen der Räder:




Abb. 4: Anbringen der Räder

1. Siehe Abb. 2 und Abb. 4. Stecken Sie den Holm des rechten Radgestells in den Holm des rechten Hauptgestells.

Hinweis: Der Bremsmechanismus am Hinterrad des Rollators muss nach außen zeigen.

2. Richten Sie die Bohrungen aufeinander aus und stecken Sie eine Stellradschraube ein.
3. Stellen Sie sicher, dass die Stellradschraube sicher mit der Sechskantnut verschraubt ist.




Abb. 5: Anbringen des Stellrads

4. Siehe Abb. 5. Verschrauben Sie das Stellrad (Nr. 5) und die Stellradschraube (Nr. 6) fest miteinander.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich das Stellrad innen im Gestell befindet.

5. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Rad.

4.3 Anbringen der Griffe:




Abb. 6: Anbringen der Griffe

1. Siehe Abb. 2 und Abb. 6. Stecken Sie den rechten Griffholm in den rechten Holm des Hauptrahmens.
2. Die Daumenauflage am Griff sollte an der Innenseite des Rollators angebracht sein.
3. Drücken Sie den Rastknopf am Griff hinein und halten ihn heruntergedrückt, dann drücken Sie den Griff herunter, bis der Rastknopf in die erste Bohrung einrastet.
4. Stellen Sie die Griffhöhe so ein, dass die Griffe auf der gleichen Höhe wie Ihre Handgelenke sind, wenn Sie aufrecht stehen und Sie Ihre Arme seitlich locker hängen lassen.

Hinweis: Der Griff ist in 25 mm-Schritten verstellbar - von 820 mm bis 920 mm.

5. Um den Griff zu verstellen, drücken Sie den Rastknopf hinein und halten ihn heruntergedrückt, bis der Griff auf die gewünschte Höhe herabgesenkt ist. Lassen Sie den Rastknopf sicher in der nächstgelegenen Bohrung einrasten.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Rastknopf sicher und komplett in der Bohrung einrastet.

6. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Griff.

4.4 Anbringen des Bremszugs:




Abb. 7: Befestigen des Bremszugs

1. Siehe Abb. 7. Drücken Sie den Bremszug in die Klemmen oben am Hauptgestell.

4.5 Anbringen der Tasche:




Abb. 8: Anbringen der Tasche

1. Siehe Abb. 8. Stecken Sie einen der T-Träger auf einer Seite der Tasche in den Schlitz oben am Hauptgestell.

Hinweis: Die Einschubtaschen der Tasche müssen an der Rückseite des Rollators und dem Benutzer zugewandt sein.

2. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite der Tasche.
3. Sichern Sie die Tasche mit dem Sicherheitsgurt.

5.0 INGEBRAUCHNAHME

5.1 Betätigen der Bremsen:

! Die Bremsen müssen vor der ersten Ingebrauchnahme überprüft werden, da eine Nichtbeachtung zu Verletzungen führen kann.



Abb. 9: Betätigen der Bremsen

5.2 Arretieren der Bremse:

1. Siehe Abb. 9. Ziehen Sie den Bremshebel nach oben, um die Bremse anzuziehen. Lassen Sie den Hebel los, um die Bremse zu lösen.

Hinweis: Die Bremsen lassen sich unabhängig voneinander betätigen.

5.3 Anziehen der Feststellbremse:

2. Siehe Abb. 9. Drücken Sie den Bremshebel nach unten, bis er arretiert.

5.4 Lösen der Feststellbremse:

3. Siehe Abb. 9. Ziehen Sie den Bremshebel nach oben. Beim Lösen der Bremse ertönt ein hörbares Klicken.

Hinweis: Abschnitt 7.1 enthält Angaben darüber, wie die Bremsen justiert werden.

5.5 Zusammenklappen des Rollators:

1. Siehe Abschnitt 4.5 und Abb. 8. Lösen Sie den Sicherheitsriemen der Tasche und heben Sie dann die Tasche am Griff an, um sie zu entfernen. Die T-Träger sollten auf beiden Seiten aus den Taschenschlitzen herausgleiten.

Hinweis: Ist die Tasche leer, muss sie nicht entfernt werden, bevor der Rollator zusammengeklappt wird.




Abb. 10: Zusammenklappen des Rollators

2. Siehe Abb. 10. Schieben Sie die Querstrebe vorsichtig nach vorne, um so das Federschloss zu lösen.
3. Drücken Sie die Griffe zusammen, um den Rollator zusammenzuklappen.

6.0 REINIGUNG

1. Achten Sie darauf, dass Räder, Achse und Bremsen vollkommen schmutzfrei sind.
2. Die Tasche kann bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nicht maschinenwaschbar.
3. Reinigen Sie das Gestell regelmäßig mit einem neutralen Allzweckreiniger und warmem Wasser.
4. Überprüfen Sie vor Gebrauch des Produkts bitte die Eignung des Reinigungsmittels. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Tücher, da diese Oberflächen dauerhaft beschädigen und die Garantie außer Kraft setzen können.
5. Lassen Sie das Produkt vor Gebrauch oder Aufbewahrung stets gründlich trocknen.

7.0 Wartung und Instandhaltung

! Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie Hilfe bei der Pflege des Rollators benötigen. Falsche Einstellungen können zu ernsthaften Verletzungen führen.

1. Kontrollieren Sie, dass alle Knopfklappen komplett arretiert sind und beide Stellräder fest und sicher angezogen sind.
2. Kontrollieren Sie, dass die Räder sich ungehindert drehen können.
3. Überprüfen Sie, ob die Einzelteile erkennbare Schäden oder Verschleißschäden aufweisen. Bei Verdacht auf Fehler oder Schäden sind diese dem Lieferanten unverzüglich zu melden, und das Produkt ist auszusondern.
4. Achten Sie darauf, dass die Bremsen korrekt funktionieren. Beim Zusammendrücken der Bremshebel dürfen sich die beiden Hinterräder nicht drehen.

7.1 Justieren der Bremsen:

! Die im folgenden Abschnitt beschriebenen Schritte erfordern ein gewisses technisches Können. Nehmen Sie keine Änderungen am Rollator vor, wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Sie die notwendigen Fähigkeiten dazu haben.



Abb. 11: Justieren der Bremsen

1. Siehe Abb. 11. Die Verstellmutter der Bremse befindet sich unten am Bremskabel jeweils über den Hinterrädern.
2. Verwenden Sie einen 10 mm-Sechskantschlüssel, um die Sicherungsmutter gegen den Uhrzeigersinn zu lösen.
3. Verwenden Sie einen 8 mm-Sechskantschlüs-

sel, um die Bremsspannung zu regulieren. Zum Anziehen der Bremsen muss die Verstellmutter gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

Hinweis: Zwischen dem Bremsmechanismus und dem Rad muss sich ein kleiner Spalt befinden, wenn der Bremshebel losgelassen wird.

4. Verwenden Sie einen 10 mm-Sechskantschlüssel, um die Sicherungsmutter im Uhrzeigersinn anzuziehen.

Hinweis: Nehmen Sie einen 8 mm-Sechskantschlüssel, um sich zu vergewissern, dass die Einstellschraube beim Anziehen der Sicherungsmutter in Position bleibt.

5. Testen Sie die Bremsen wie in Abschnitt 5.1 beschrieben.

Hinweis: Nicht ordnungsgemäß verstellte Bremsen können zu Verletzungen führen. Wenden Sie sich bitte an unsere Zentrale, wenn Sie Hilfe benötigen.

8.0 ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

P23051 Ersatztasche

Für nähere Informationen siehe unsere Website www.nrshealthcare.co.uk oder rufen Sie unseren Kundendienst an.

9.0 ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Reinigen Sie das Produkt vor der Entsorgung gründlich.

Das Produkt aus Metall und Kunststoff kann an jedem Wertstoffhof abgegeben oder als Gewerbeabfall vor Ort abgeholt werden.

10.0 PRODUKTGARANTIE

Die Garantie von NRS Healthcare für dieses Produkt deckt für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum Fehler bei Material und Verarbeitung ab. Nicht abgedeckt sind jedoch Zweckentfremdung, Missbrauch, unerwünschte Eingriffe oder Manipulation von Teilen des Produkts.

Eine Garantie von NRS Healthcare beeinträchtigt Ihre gesetzlich geregelten Rechte nicht.

NRS HEALTHCARE Sherwood House, Cartwright Way, Forest Business Park, Bardon Hill,
Coalville, Leicestershire LE67 1UB, Vereinigtes Königreich
Tel. Kundenservice: +44 (0)345 121 8111
E-Mail: customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare ist ein führender Anbieter von Hilfsmitteln für den Heimgebrauch und Alltagshilfen. Unsere Website informiert über unser umfassendes Produktsortiment:

www.healthcarepro.co.uk or www.completecareshop.co.uk

P23049

Champán

P23063

Plateado

P64077

Púrpura

⚠ Advertencia general de seguridad ⚠

Por favor, lea y siga estas instrucciones atentamente, ya que su incumplimiento podría causar lesiones. Guarde las instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

Peso máx. usuario



1.0 USO INDICADO

El andador Freestyle es un producto ligero, fabricado en aluminio y diseñado para ofrecer apoyo y asistencia a personas que no pueden caminar sin algún tipo de soporte, o carecen de la confianza necesaria para hacerlo. Este andador se puede utilizar en interiores y exteriores.



Figura 1: Andador Freestyle

2.0 SEGURIDAD

El peso del usuario no debe superar los 115 kg. Asegúrese de que el andador esté bloqueado en la posición abierta antes de utilizarlo; ver la sección 4.1.

Debe usarse solo como asistencia para caminar hacia adelante.

No haga ajustes en el andador a menos que esté parado.

No lo utilice en escaleras ni ascensores, y tenga cuidado en las pendientes muy pronunciadas.

No cuelgue objetos del manillar, ya que esto puede afectar a la estabilidad del andador.

El peso de carga de la bolsa del andador no debe superar los 5 kg.



Figura 2: Piezas

3.0 DESEMPAQUETADO

1. Consultar la figura 2. Retire el embalaje y examine detenidamente todas las piezas. Póngase en contacto inmediatamente con su proveedor si falta alguna pieza o se observan daños, y no intente montar el producto.

Contenido:

1. Armazón principal y rueda delantera x 1
- 2a. Manillar DER. y rueda trasera DER. 2b x 1
- 3a. Manillar IZQ. y rueda trasera IZQ. 3b x 1
4. Bolsa (P23051) x 1
5. Rueda de ajuste x 2
6. Pernos de la rueda de ajuste x 2

4.0 MONTAJE

4.1 Cómo desplegar el andador:




Figura 3: Despliegue del andador

1. Consultar las figuras 2 y 3. Tire suavemente del armazón hasta que se acople el resorte y se abra la barra transversal.

4.2 Cómo instalar las ruedas:



Figura 4: Coloque las ruedas

1. Consultar las figuras 2 y 4. Inserte el tubo del armazón de la rueda DER. en el tubo principal del armazón.

Nota: El mecanismo de freno de la rueda posterior debe estar mirando hacia la parte exterior del andador.

2. Alinee los orificios e introduzca uno de los pernos de la rueda de ajuste.
3. Asegúrese de que el perno de la rueda de ajuste se haya acoplado en la ranura hexagonal.




Figura 5: Instalación de la rueda de ajuste

4. Consultar la figura 5. Acople la rueda de ajuste (artículo 5) con el perno de la rueda de ajuste (artículo 6) y apriete.

Nota: Asegúrese de que la rueda de ajuste esté situada en el lado interno del armazón.

5. Repita esta operación con la otra rueda.

4.3 Cómo instalar el manillar:




Figura 6: Instalación del manillar

1. Consultar las figuras 2 y 6. Introduzca el tubo del manillar DER. en el tubo DER. del armazón principal.

2. Asegúrese de que el soporte para el pulgar del manillar quede mirando hacia el lado interno del andador.

3. Presione y mantenga presionado el botón del manillar, y empuje el manillar hasta que el botón se acople con un chasquido en el primer agujero.

4. Ajuste el manillar a la altura correcta. El manillar debe quedar alineado con las muñecas cuando esté de pie y con los brazos relajados a los costados.

Nota: El manillar se ajusta en incrementos de 25 mm, de 820 mm a 920 mm.

5. Para ajustar el manillar, presione y mantenga presionado el botón, y bájelo hasta la altura deseada. Deje que el botón se acople en el orificio de ajuste más cercano para fijarlo en su sitio.

Nota: Asegúrese de que el botón se haya acoplado del todo en el orificio.

6. Repita la operación con la otra asa del manillar.

4.4 Cómo fijar el cable de freno:



Figura 7: Instalación de los cables de freno

1. Consultar la figura 7. Introduzca el cable de freno en los enganches situados en la parte superior del armazón principal.

4.5 Cómo instalar la bolsa:




Figura 8: Instalación de la bolsa

1. Consultar la figura 8. Introduzca uno de los anclajes laterales de la bolsa en la ranura situada en la parte superior del armazón principal.

Nota: Los bolsillos de la bolsa deben mirar hacia la parte trasera del andador, de cara al usuario.

2. Repita la operación con el otro lado de la bolsa.
3. Asegure la bolsa con la correa de seguridad.

5.0 USO

5.1 Cómo se utilizan los frenos:

⚠ Es necesario comprobar los frenos antes de utilizar el producto por primera vez, de lo contrario podrían producirse lesiones.



Figura 9: Funcionamiento de los frenos

5.2 Cómo aplicar el freno:

1. Consultar la figura 9. Apriete la palanca del freno hacia arriba para echar el freno. Suelte la palanca para desactivar el freno.

Nota: Los frenos se controlan de manera independiente.

5.3 Cómo poner el freno de estacionamiento:

2. Consultar la figura 9. Presione la palanca del freno hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

5.4 Cómo quitar el freno de estacionamiento:

3. Consultar la figura 9. Presione la palanca del freno hacia arriba. Se oirá un chasquido al soltar el freno.

Nota: Para ajustar los frenos, consultar la sección 7.1.

5.5 Cómo plegar el andador:

1. Consultar la sección 4.5 y la figura 8. Suelte la correa de seguridad de la bolsa, y retire la bolsa levantándola con el manillar. Los anclajes deberían deslizarse y salir sin dificultad de las ranuras de ambos lados.

Nota: Si la bolsa está vacía, no es necesario retirarla antes de plegar el andador.




Figura 10: Plegado del andador

2. Consultar la figura 10. Empuje suavemente hacia adelante la barra transversal para desbloquear el cierre de resorte.
3. Junte las manijas del manillar para plegar el andador.

6.0 LIMPIEZA

1. Asegúrese de limpiar cualquier resto de suciedad y residuos de la zona de las ruedas, el eje y los frenos.
2. Utilice un paño húmedo para limpiar la bolsa. No lavar a máquina.
3. Limpie el armazón con regularidad con un detergente neutro de uso general y agua tibia.
4. Antes de utilizar un producto de limpieza, compruebe que sea adecuado. No utilice productos de limpieza ni paños abrasivos, ya que podrían dañar la superficie de manera permanente y esto supondría la anulación de las garantías.
5. Antes de utilizar o guardar el producto, deje siempre que se seque por completo.

7.0 Mantenimiento

⚠ Póngase en contacto con su distribuidor si necesita ayuda con el mantenimiento del andador. Un ajuste incorrecto puede tener como consecuencia lesiones graves.

1. Compruebe que todos los botones de enganche hayan encajado con un chasquido en la posición adecuada, y que las dos ruedas de ajuste estén fijas y apretadas firmemente.
2. Compruebe que las ruedas puedan girar sin dificultad.
3. Verifique si existen daños o desgaste general. Si sospecha que existen defectos o daños, comuníquese al proveedor inmediatamente y deje de utilizar el producto.
4. Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente. Cuando se aprietan las palancas de freno, las ruedas traseras no deben girar.

7.1 Cómo ajustar los frenos:

⚠ La siguiente sección requiere cierta habilidad técnica; no trate de llevar a cabo el ajuste a menos que sepa hacerlo con seguridad.




Figura 11: Ajuste de los frenos

1. Consultar la figura 11. La tuerca de ajuste del freno se encuentra en la parte inferior del cable del freno, sobre la rueda trasera de cada lado.
2. Utilice una llave de 10 mm para aflojar la tuerca en sentido antihorario.
3. Utilice una llave de 8 mm para ajustar la tensión del freno. Para apretar los frenos, gire la tuerca de ajuste en sentido antihorario.

Nota: Al soltar la palanca de freno, debe quedar un pequeño espacio entre el mecanismo de frenado y la rueda.

4. Utilice una llave de 10 mm para aflojar la tuerca de seguridad en sentido horario.

Nota: Utilice la llave de 8 mm para asegurarse de que la tuerca de ajuste permanezca en posición mientras aprieta la tuerca de seguridad.

5. Pruebe los frenos tal y como se indica en la sección 5.1.

Nota: El ajuste incorrecto de los frenos puede dar lugar a lesiones. Póngase en contacto con la sede central si necesita asistencia.

8.0 ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO

P23051 Bolsa de repuesto

Para obtener más detalles, visite nuestra página web:

www.nrshealthcare.co.uk o llame al Servicio de Atención al Cliente.

9.0 ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de desechar el producto debe limpiarse a fondo.

Este producto está fabricado con piezas de metal y plástico y puede desecharse a través de los centros oficiales de reciclaje y residuos domésticos locales, o las empresas de recolección de residuos comerciales.

10.0 GARANTÍA DEL PRODUCTO

NRS Healthcare garantiza este producto contra defectos de fabricación o materiales durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre el uso inadecuado o indebido, ni la manipulación o alteración de ninguna de las partes del producto.

Las garantías otorgadas por NRS Healthcare no afectan a los derechos legales del comprador.

NRS HEALTHCARE Sherwood House, Cartwright Way, Forest Business Park, Bardon Hill, Coalville, Leicestershire, LE67 1UB (Reino Unido).

Tel. Servicio de Atención al Cliente: + 44 (0)345 121 8111

Email: customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare es un destacado proveedor de equipos comunitarios y de asistencia para la vida cotidiana. Si desea consultar nuestra gama completa de productos, visite el sitio web

www.healthcarepro.co.uk or www.completecareshop.co.uk

P23049

Champagne

P23063

Chrome

P64077

Pourpre

⚠️ Consignes générales de sécurité ⚠️

Veuillez vous assurer de lire attentivement et de respecter ces instructions. Tout manquement pourrait entraîner un risque de blessures pour l'utilisateur. Conserver ces instructions en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Poids max. de l'utilisateur



1.0 UTILISATION PRÉVUE

Le Freestyle est un déambulateur en aluminium léger étudié pour apporter un soutien et une aide aux personnes qui ne peuvent pas marcher seules ou qui manquent d'assurance. Ce déambulateur est destiné à une utilisation intérieure et extérieure.



Figure 1: Déambulateur Freestyle

2.0 SÉCURITÉ

Le poids maximal de l'utilisateur ne doit pas dépasser 115 kg.

S'assurer que le déambulateur est bien bloqué en position ouverte avant de l'utiliser. Cf. section 4.1.

Utiliser seulement comme une aide à la marche vers l'avant.

Ne pas procéder au réglage du déambulateur s'il n'est pas stationnaire.

Ne pas utiliser dans les escaliers ou escalators et procéder avec prudence sur les pentes raides.

Ne rien suspendre aux poignées car cela risquerait d'affecter la stabilité du déambulateur.

La charge maximale de la sacoche du déambulateur ne doit pas dépasser 5 kg.



Figure 2: Pièces

3.0 DÉBALLAGE

1. Voir la figure 2. Retirer l'emballage et vérifier soigneusement toutes les pièces. Contacter immédiatement votre fournisseur et ne pas procéder à l'assemblage si des pièces sont absentes ou semblent endommagées.

Contenu :

1. 1 armature principale et roue avant
- 2a. 1 poignée droite & 2b. 1 roue arrière droite
- 3a. 1 poignée gauche & 3b. 1 roue arrière gauche
4. 1 sacoche (P23051)
5. 2 molettes
6. 2 boulons pour molette

4.0 ASSEMBLAGE

4.1 Déplier le déambulateur :




Figure 3: Dépliage du déambulateur

1. Voir les figures 2 et 3. Déplier l'armature principale en tirant doucement jusqu'à ce que le ressort bloque la barre transversale en position ouverte.

4.2 Fixer les roues :



Figure 4: Fixer les roues

1. Voir les figures 2 et 4. Enfiler le tube du cadre de roue droite dans le tube de droite de l'armature principale.

Remarque: Le mécanisme de frein de roue arrière doit être orienté vers la face externe du déambulateur.

2. Aligner les trous, insérer un boulon de molette.
3. S'assurer que le boulon de la molette est bien logé dans le trou hexagonal.




Figure 5: Fixer la molette

4. Voir la figure 5. Visser la molette (n° 5) sur le boulon de molette (n° 6) et serrer.

Remarque: S'assurer que la molette est positionnée du côté interne de l'armature.

5. Répéter pour l'autre roue.

4.3 Fixer les poignées :




Figure 6: Installation des poignées

1. Voir les figures 2 et 6. Enfiler le tube de la poignée droite dans le tube de droite de l'armature principale.
2. S'assurer que l'appuie-pouce ménagé sur la poignée est bien orienté face à l'intérieur du déambulateur.
3. Appuyer sur le bouton clip de la poignée et, tout en le maintenant enfoncé, pousser la poignée jusqu'à ce que le bouton clip s'encliquette dans le premier trou.
4. Régler la hauteur de la poignée sur la position souhaitée. La poignée doit se trouver à la hauteur de vos poignets, quand vous êtes debout, les bras détendus à vos côtés.

Remarque: La poignée peut se régler en hauteur par incréments de 25 mm, entre 820 mm et 920 mm.

5. Pour la régler, pousser sur le bouton clip et le maintenir enfoncé, puis abaisser la poignée à la hauteur voulue. Le bouton clip émet un déclic quand il s'enclenche en position dans le trou le plus proche.

Remarque: S'assurer que le bouton clip est entièrement logé dans le trou.

6. Répéter pour l'autre poignée.

4.4 Fixer le câble de frein :



Figure 7: Fixation des câbles de frein

1. Voir la figure 7. Enfoncer le câble de frein dans les clips situés dans la partie supérieure de l'armature principale.

4.5 Installation de la sacoche :




Figure 8: Installation de la sacoche

1. Voir la figure 8. Enfiler une des pattes de fixation situées sur les côtés de la sacoche dans la fente en haut de l'armature principale.

Remarque: Les poches de la sacoche doivent être positionnées à l'arrière du déambulateur, face à l'utilisateur.

2. Répéter pour l'autre côté de la sacoche.
3. Fixer la sacoche avec la sangle de sécurité.

5.0 PENDANT L'UTILISATION

5.1 Fonctionnement des freins :

⚠ Vérifier impérativement les freins avant la première utilisation ; tout manquement exposerait l'utilisateur à un risque de blessures.



Figure 9: Fonctionnement des freins

5.2 Actionner le frein :

1. Voir la figure 9. Serrer le levier de frein vers le haut pour freiner. Relâcher le levier pour arrêter de freiner.

Remarque: Les freins sont actionnés indépendamment l'un de l'autre.

5.3 Verrouillage des freins de stationnement :

2. Voir la figure 9. Abaisser le levier de frein jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

5.4 Déverrouillage des freins de stationnement :

3. Voir la figure 9. Tirer le levier de frein vers le haut. Un déclic se fait entendre lorsque le frein est desserré.

Remarque: Pour régler les freins, se reporter à la section 7.1.

5.5 Pliage du déambulateur :

1. Voir la section 4.5 et la figure 8. Retirer la sangle de sécurité de la sacoche, puis retirer la sacoche en la soulevant avec la poignée. Les pattes de fixation devraient se dégager facilement des fentes des deux côtés.

Remarque: Si la sacoche est vide, inutile de l'enlever avant de plier le déambulateur.



Figure 10: Pliage du déambulateur

2. Voir la figure 10. Pousser doucement la barre transversale vers l'avant pour dégager le verrou à ressort.
3. Rapprocher les deux poignées en poussant dessus afin de replier le déambulateur.

6.0 NETTOYAGE

1. S'assurer que tous les débris et saletés sont éliminés des roues, des essieux et des freins.
2. Pour nettoyer la sacoche, utiliser un chiffon humide. Ne pas laver à la machine.
3. Nettoyer l'armature régulièrement en utilisant un détergent neutre universel et de l'eau tiède.
4. Avant d'utiliser le produit de nettoyage, vérifier qu'il est adapté. Ne pas utiliser des nettoyeurs ou chiffons abrasifs qui risqueraient d'endommager irrémédiablement la surface et de rendre la garantie caduque.
5. Laisser sécher complètement l'appareil avant de l'utiliser ou de le ranger.

7.0 Maintenance

⚠ Veuillez contacter votre fournisseur pour toute question sur l'entretien du déambulateur. Les réglages incorrects risquent d'entraîner de graves blessures.

1. Vérifier que tous les boutons clips sont complètement enfoncés et que les deux molettes sont serrées et sécurisées.
2. Vérifier que les roues tournent bien.
3. Inspecter le déambulateur à la recherche de signes d'usure ou de dommages. Signaler immédiatement au fournisseur les défauts ou dommages présumés et ne plus utiliser le produit.
4. S'assurer que les freins fonctionnent correctement. Lorsque les leviers de frein sont actionnés, les deux roues arrière ne devraient pas pouvoir tourner.

7.1 Réglage des freins :

⚠ La section suivante nécessite certaines compétences techniques ; ne pas tenter de procéder au réglage, à moins d'être sûr de pouvoir le faire.




Figure 11: Réglage des freins

1. Voir la figure 11. L'écrou de réglage du frein est situé au bas du câble de frein, au-dessus de la roue arrière, de chaque côté.
2. Utiliser une clé de 10 mm pour desserrer l'écrou de blocage dans le sens anti-horaire.
3. Utiliser une clé de 8 mm pour régler la tension du frein. Pour resserrer les freins, tourner l'écrou de réglage dans le sens anti-horaire.

Remarque: Une fois que le levier de frein est relâché, il doit y avoir un petit espace entre le mécanisme de freinage et la roue.

4. Utiliser une clé de 10 mm pour serrer l'écrou de blocage dans le sens horaire.

Remarque: Utiliser la clé de 8 mm pour maintenir l'écrou de réglage en position pendant le serrage de l'écrou de blocage.

5. Tester les freins conformément aux instructions de la section 5.1.

Remarque: Les freins mal réglés peuvent entraîner des blessures ; ne pas hésiter à contacter le siège si vous avez besoin d'assistance.

8.0 ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

P23051 Sacoche de rechange

Pour plus de détails, voir notre site Web :

www.nrshealthcare.co.uk ou contacter notre service clientèle par téléphone.

9.0 ÉLIMINATION DU PRODUIT

Nettoyer intégralement le produit avant la mise au rebut.

Le produit est composé de pièces en métal et en plastique. Il peut donc être éliminé dans une déchetterie municipale locale ou en s'adressant à une société de collecte de déchets commerciaux.

10.0 GARANTIE PRODUIT

NRS Healthcare garantit ce produit pour une période de 12 mois suivant la date d'achat contre les défauts de matériel et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les utilisations abusives ou impropres, la modification ou l'altération d'une partie quelconque du produit.

La garantie émise par NRS Healthcare n'affecte pas vos droits statutaires.

NRS HEALTHCARE Sherwood House, Cartwright Way, Forest Business Park, Bardon Hill, Coalville, Leicestershire, LE67 1UB, Royaume-Uni
Tél. (Service client) : +44 (0) 345 121 8111
Email : customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare est leader dans la fourniture d'équipements collectifs et d'aide à la vie quotidienne ; découvrez notre gamme complète sur notre site web :

www.healthcarepro.co.uk or www.completecareshop.co.uk

P23049

Champagne

P23063

Zilver

P64077

Purper

⚠️ Algemene veiligheidsvoorschriften ⚠️

Lees deze instructies aandachtig door en volg ze voor veilig gebruik. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel. Deze instructies veilig bewaren voor toekomstig gebruik.

1.0 BEDOELD GEBRUIK

De Freestyle is een lichtgewicht aluminium rollator die ontworpen is ter ondersteuning van personen die hulp nodig hebben bij het lopen omdat zij het niet kunnen, of het niet aandurven zonder enige vorm van begeleiding. Deze rollator is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.

Maximaal Gebruikersgewicht



Afbeelding 1: Freestyle rollator

2.0 VEILIGHEID

Het maximale gebruikersgewicht mag niet hoger zijn dan 115 kg.

Zorg dat de rollator voordat u hem gebruikt in de open stand is vergrendeld, zie paragraaf 4.1.

Als loophulp mag hij alleen in voorwaartse richting worden gebruikt.

Bijstellen mag alleen als de rollator in een stationaire positie staat.

Niet op trappen of roltrappen gebruiken en wees voorzichtig op steile hellingen.

Geen voorwerpen aan de handgrepen hangen omdat dit de stabiliteit van de rollator in gevaar kan brengen.

Het maximale laadgewicht van de rollatortas mag niet hoger zijn dan 5 kg.



Afbeelding 2: Onderdelen

3.0 UITPAKKEN


1. Zie afbeelding 2. Verwijder de verpakking en controleer alle onderdelen zorgvuldig. In het geval van ontbrekende of beschadigde onderdelen mag de rollator niet in elkaar gezet worden en dient u direct contact op te nemen met uw leverancier.

Inhoud:

1. Hoofdframe en voorwiel x 1
- 2a. Rechterhandgreep en 2b rechterachterwiel x 1
- 3a. Linkerhandgreep & 3b linkerachterwiel x 1
4. Tas (P23051) x 1
5. Handwieltje x 2
6. Handwielbouten x 2

4.0 MONTAGE

4.1 Het openvouwen van de rollator:



Afbeelding 3: Openvouwen van de rollator


1. Zie afbeelding 2 en 3. Trek het hoofdframe voorzichtig uit elkaar totdat de veer de geopende kruisstang vastzet.

4.2 Bevestiging van de wielen:



Afbeelding 4: Bevestiging van de wielen


1. Zie afbeelding 2 en 4. Steek de buis van het frame van het wiel aan de rechterzijde in de buis van het hoofdframe aan de rechterzijde.
NB: Het remmechanisme van het achterwiel moet tegenover de buitenzijde van de rollator staan.
2. Gaten uitlijnen en handwielbout insteken.
3. Zorg ervoor dat de handwielbout in het zeshoekige gat zit.



Afbeelding 5: Bevestiging van het handwiel

4. Zie afbeelding 5. Bevestig het handwiel (item 5) aan de handwielbout (item 6) en draai vast.
NB: Zorg ervoor dat het handwiel zich aan de binnenkant van het frame bevindt.
5. Herhaal dit met het andere wiel.

4.3 Bevestiging van de handgrepen:



Afbeelding 6: Bevestiging van de handgrepen

1. Zie afbeelding 2 en 6. Steek de buis van het frame van de handgreep aan de rechterzijde in de buis van het hoofdframe aan de rechterzijde.
2. Zorg ervoor dat de duimsteun op de handgreep aan de binnenkant van de rollator zit.
3. Druk op de buisklem met clip van de handgreep en houd hem ingedrukt, druk daarna op de handgreep totdat de buisklem met clip in de eerste opening vastklikt.
4. Zet de handgreep op de juiste hoogte. De positie van de handgreep moet bij het staan op één lijn liggen met uw pols met uw armen ontspannen langs uw zij.
NB: De hoogte-instelling van de handgreep gaat in stappen van 25 mm, van 820 mm tot 920 mm.
5. Om de handgreep bij te stellen, drukt u op de buisklem met clip, houdt hem ingedrukt en laat de handgreep vervolgens tot de gewenste hoogte zakken. Laat de buisklem met clip in het dichtstbijzijnde afstelgat vastklikken.
NB: Zorg ervoor dat de buisklem met clip volledig in het gat zit.
6. Herhaal dit bij de andere handgreep.


4.4 Herbevestiging van de remkabel:



Afbeelding 7: Bevestiging van de remkabels:

1. Zie afbeelding 7. Duw de remkabel in de clips aan de bovenkant van het hoofdframe.

4.5 Het aanbrengen van de tas:



Afbeelding 8: Het aanbrengen van de tas:

1. Zie afbeelding 8. Schuif een van de 'T-beugels' aan de zijkant van de tas in de sleuf aan de bovenkant van het hoofdframe.

NB: De vakken van de tas moeten aan de achterkant van de rollator tegenover de gebruiker zitten.

2. Herhaal dit aan de andere kant van de tas.
3. Maak de tas met de veiligheidsriem vast.

5.0 IN GEBRUIK

5.1 Bediening van de remmen:

⚠ U moet de remmen voor het eerste gebruik even controleren. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel.



Afbeelding 9: Bediening van de remmen

5.2 Gebruik de parkeerrem.

1. Zie afbeelding 9. Druk de remhendel omhoog om de rem aan te zetten. Laat de hendel los om van de rem te halen.

NB: De remmen worden onafhankelijk van elkaar bediend.

5.3 Op de parkeerrem zetten

2. Zie afbeelding 9. Duw de remhendel omlaag totdat deze vastklikt.

5.4 Parkeerrem lostrekken:

3. Zie afbeelding 9. Remhendel omhoogtrekken. U hoort een duidelijke klik als de rem los is.

NB: Zie paragraaf 7.1 over het afstellen van de remmen.

5.5 Het dichtvouwen van de rollator:

1. Zie paragraaf 4.5 en afbeelding 8. Maak de veiligheidsriem van de tas los en til de tas aan de handgreep op om hem eraf te halen. De 'T-beugels' glijden dan uit de sleuven aan weerszijden van de tas.

NB: Als de tas leeg is, hoeft deze er niet afgehaald te worden alvorens de rollator dicht te vouwen.



Afbeelding 10: Het dichtvouwen van de rollator

2. Zie afbeelding 10. Duw de kruisbalk voorzichtig naar voren zodat de veer opspringt.
3. Duw de handgrepen naar elkaar toe om de rollator dicht te vouwen.

6.0 SCHOONMAKEN

1. Zorg dat vuil en rommel rondom de wielen, as en remmen wordt verwijderd.
2. De tas met een vochtige doek reinigen. Niet in de wasmachine reinigen.
3. Maak het frame regelmatig schoon met warm water en een neutraal reinigingsmiddel voor algemene doeleinden.
4. Controleer vóór het gebruik of de reinigingsmiddelen geschikt zijn. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of -doeken omdat zij het oppervlak permanent kunnen beschadigen en de garantie ongeldig maken.
5. Laat het product altijd goed drogen voordat u het gebruikt of opbergt.


7.0 Onderhoud

⚠️ **Neem contact op met uw leverancier als u hulp nodig hebt met betrekking tot het onderhoud van de rollator. Verkeerde afstellingen kunnen leiden tot ernstig letsel.**

1. Controleer of alle buisklemmen met clip goed zijn vastgeklipd en of beide handwielletjes stevig vastzitten.
2. Controleer of de wielen ongehinderd kunnen rollen.
3. Controleer op algemene slijtage of schade. Als men defecten of beschadiging vermoedt, dient dit onmiddellijk aan de leverancier te worden gemeld en mag het product niet worden gebruikt.
4. Controleer of de remmen goed werken. Als de remhendels worden ingedrukt, moeten de twee achterwielen niet kunnen draaien.

7.1 Het afstellen van de remmen

⚠️ **De volgende paragraaf vereist enige technische vaardigheid, probeer de afstelling niet uit te voeren tenzij u zeker weet dat u dit kunt.**



Afbeelding 11: Het afstellen van de remmen

1. Zie afbeelding 11. De afstelmoer van de rem zit aan beide kanten onderaan de remkabel, boven het achterwiel.
2. Gebruik een sleutel van 10 mm om de borgmoer linksom los te draaien.
3. Gebruik een sleutel van 8 mm om de remspanning af te stellen. Draai de afstelmoer linksom om de remmen aan te trekken.

NB: *Er moet een kleine opening overblijven tussen het remmechanisme en het wiel als de remhendel wordt losgelaten.*

4. Gebruik een sleutel van 10 mm om de borgmoer rechtsom los te draaien.

NB: Gebruik de sleutel van 8 mm om ervoor te zorgen dat de stelmoer op zijn plaats blijft terwijl u de borgmoer aandraait.

5. Test de remmen overeenkomstig paragraaf 5.1.

NB: Verkeerd afgestelde remmen kunnen leiden tot letsel. Neem contact op met het hoofdkantoor als u hulp nodig heeft.

8.0 ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

P23051 Vervangende tas

Meer informatie vindt u op onze website:

www.nrshealthcare.co.uk of bel de klantenservice.

9.0 VERWIJDERING VAN HET PRODUCT

Het product moet voordat het wordt weggegooid grondig worden gereinigd.

Dit product is gemaakt van metaal en plastic en de verwijdering ervan mag plaatsvinden via de gemeentelijke afhaaldienst van huisvuil en kringloopcentra of lokale bedrijven voor de inzameling van bedrijfsafval.

10.0 PRODUCTGARANTIE

NRS Healthcare geeft voor dit product een garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop in geval van gebrekkig materiaal en slecht vakmanschap. Deze garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, manipulatie van of geknoei met enig onderdeel van het product.

Een garantie van NRS Healthcare heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.



NRS HEALTHCARE Sherwood House,
Cartwright Way, Forest Business Park, Bardon
Hill, Coalville, Leicestershire, LE67 1UB, UK.



NRS HEALTHCARE 4C Altona Road, Blaris
Industrial Estate, Lisburn, Co Antrim,
Northern Ireland BT27 5QB

Tel: Customer Services: 0345 121 8111

Email: customerservice@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare is a leading supplier of community equipment and daily living aids.

Please visit one of our websites to view our full range of products:

www.healthcarepro.co.uk or www.completecareshop.co.uk