

- EN** ONLY USE EASY FIT TOILET SEAT AS SHOWN. CHECK THE SEAT IS SECURE BEFORE EACH USE. BRACKETS SHOULD BE ADJUSTED TO GIVE A TIGHT FIT. PERIODICALLY CHECK FIT IS STILL TIGHT. AVOID OVER TIGHTENING BRACKETS TO STOP SEAT FROM RIDING UP.
- FR** N'UTILISEZ QUE LE SIÈGE DE TOILETTE EASY FIT COMME ILLUSTRÉ. VÉRIFIEZ QUE LE SIÈGE EST SÉCURISÉ AVANT CHAQUE UTILISATION. LES SUPPORTS DOIVENT ÊTRE AJUSTÉS POUR DONNER UN AJUSTEMENT SERRÉ. VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT QUE L'AJUSTEMENT EST TOUJOURS SERRÉ. ÉVITEZ DE TROP SERRER LES SUPPORTS POUR EMPECHER LE SIÈGE DE MONTER.
- DE** VERWENDEN SIE NUR EASY FIT TOILET SEAT WIE ABGEBILDET. ÜBERPRÜFEN SIE VOR JEDEM GEBRAUCH, OB DER SITZ SICHER IST. DIE HALTERUNGEN SOLLTEN SO EINGESTELLT WERDEN, DASS SIE FEST SITZEN. ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄßIG, OB DER SITZ NOCH FEST SITZT. VERMEIDEN SIE ES, DIE HALTERUNGEN ZU FEST ANZUZIEHEN, DAMIT DER SITZ NICHT HOCHRUTSCHT.
- IT** UTILIZZARE SOLO SEDILE WC EASY FIT COME MOSTRATO. VERIFICARE CHE IL SEDILE SIA BEN SALDO PRIMA DI OGNI UTILIZZO. LE STAFFE DEVONO ESSERE REGOLATE PER GARANTIRE UNA PERFETTA ADERENZA. CONTROLLARE PERIODICAMENTE CHE LA VESTIBILITÀ SIA ANCORA BEN SALDA. EVITARE DI SERRARE ECCESSIVAMENTE LE STAFFE PER IMPEDIRE AL SEDILE DI SALIRE.
- ES** UTILICE ÚNICAMENTE EL ASIENTO PARA INODORO EASY FIT COMO SE MUESTRA. COMPRUEBE QUE EL ASIENTO ESTÉ SEGURO ANTES DE CADA USO. LOS SOPORTES DEBEN AJUSTARSE PARA QUE SE AJUSTEN BIEN. COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE QUE EL AJUSTE SIGUE ESTANDO AJUSTADO. EVITE APRETAR DEMASIADO LOS SOPORTES PARA EVITAR QUE EL ASIENTO SE SUBA.
- NL** GEBRUIK ALLEEN EASY FIT TOILETSTOEL ZOALS GETOOND. CONTROLEER VOOR ELK GEBRUIK OF DE STOEL GOED VASTZIT. BEUGELS MOETEN WORDEN Aangepast OM EEN STRAKKE PASVORM TE GEVEN. CONTROLEER REGELMATIG OF DE PASVORM NOG GOED ZIT. DRAAI DE BEUGELS NIET TE VAST OM TE VOORKOMEN DAT HET ZADEL OMHOOG KRIJPT.
- PT** USE APENAS O ASSENTO PARA SANITÁRIOS EASY FIT COMO MOSTRADO. VERIFIQUE SE O ASSENTO ESTÁ SEGURO ANTES DE CADA USO. OS SUPORTES DEVEM SER AJUSTADOS PARA DAR UM ENCAIXE PERFEITO. VERIFIQUE PERIÓDICAMENTE SE O AJUSTE AINDA ESTÁ APERTADO. EVITE APERTAR DEMAIS OS SUPORTES PARA IMPEDIR QUE O ASSENTO SUBA.
- DK** BRUG KUN EASY FIT TOILET SEAT SOM VIST. KONTROLLER, AT SÆDET ER SIKKERT FØR HVER BRUG. BESLAG SKAL JUSTERES FOR AT GIVE EN TÆT PASFORM. MED JÆVNE MELLEMRUM KONTROLLERES PASFORMEN STADIG. UDGÅ FOR STRAMNING AF BESLAG FOR AT FORHINDRE, AT SÆDET KØRER OP.
- SV** ANVÄND ENDAST EASY FIT TOALET SEAT SOM VISAS. KONTROLLERA ATT SÄTET ÄR SÄKERT FÖRE VARJE ANVÄNDNING. FÄSTEN BÖR JUSTERAS SÅ ATT DE SITTER TÄTT. REGELBUNDEN ÄR PASSFORMEN FORTFARANDE SNÄV. UNDVIK ATT DRA ÅT FÄSTENA FÖR ATT STOPPA SÄTET FRÅN ATT RIDA UPP.
- NO** BRUK BARE EASY FIT TOILET SEAT SOM VIST. SJEKK AT SETET ER SIKKERT FØR HVER BRUK. BRACKETT BØR JUSTERES FOR Å GI EN TETT PASSFORM. MED JEVNE MELLOMRUM KONTROLLER PASSFORMEN FORTSATT. UNNGÅ Å STRAMME BRACKETTENE FOR Å FORHINDRE AT SETET KJØRER OPP.
- FI** KÄYTÄ VAIN EASY FIT WC-ISTUINTA NÄYTETTÄVÄNÄ. TARKISTA ISTUIN TIUKASTI ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ. KIINNIKKEET TULISI SÄÄTÄÄ TIUKAN ISTUVUUDEN TAKAAMISEKSI. TARKISTA AJOITAIN, ETTÄ ISTUVUUS ON EDELLEEN TIUKKA. VÄLTÄ ISTUINTEN KIRISTAMISTA LIIKAA, JOTTA ISTUIN EI PÄASE NOUSEMAAN YLOS.
- EL** ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ EASY FIT TOILET SEAT ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. ΟΙ ΑΓΚΥΛΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΟΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΤΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΦΙΧΤΗ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ.



CLEANING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER
PUHDISTUSOHJEET

REINIGUNGSANWEISUNGEN
SCHOONMAAK INSTRUCTIES
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

PH 5 - 9

- EN** WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER. PRODUCT CAN BE AUTOCLAVED
- FR** ESSUYEZ AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE. LE PRODUIT PEUT ÊTRE AUTOCLAVÉ
- DE** MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN. DAS PRODUKT KANN AUTOKLAVIERT WERDEN
- IT** PULIRE CON UN PANNINO NON ABRASIVO E ACQUA SAPONOSA. IL PRODOTTO PUÒ ESSERE AUTOCLAVATO
- ES** LIMPIELO CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA CON JABÓN. EL PRODUCTO PUEDE ESTERILIZARSE EN AUTOCLAVE
- NL** AFWENEN MET EEN NIET-SCHURENDE DOEK EN ZEEPACHTIG WATER. HET PRODUCT KAN WORDEN CEAUTOCLAVEERD
- PT** RETIRAR COM PANO NÃO ABRASIVO E ÁGUA COM SABÃO. O PRODUTO PODE SER AUTOCLAVADO
- DK** AFTØRRES MED EN IKKE-SLIBENDE KLUD OG SÆBEVAND. PRODUKTET KAN AUTOKLAVERES
- SV** TORKA AV MED EN IKKE-SLIPANDE TRASA OCH TVÄLVATTEN. PRODUKTEN KAN AUTOKLAVERAS
- NO** TØRK AV MED EN IKKE-SLIPENDE KLUT OG SÅPEVANN. PRODUKTET KAN AUTOKLAVERES
- FI** PYYHI HANKAAMATTOMALLA LIINALLA JA SAIPPUEDELLÄ. TUOTE VOIDAAN AUTOKLAAVIAISSA
- EL** ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΩΝΕΡΟ. ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΙΝΕΙ ΑΥΤΟΚΛΕΙΣΤΟ



ASHBY AND PRIMA® RAISED TOILET SEATS WITH EASY FIT BRACKETS

Welcome to your new Gordon Ellis product.
 We hope that it proves a useful aid in your daily life.



SEE INSIDE AND REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS
 AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:
 EN FR DE IT ES NL PT DK SV NO FI EL




MAXIMUM USER WEIGHT
POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT
PESO MASSIMO SOPPORTATO
PESO MÁXIMO DEL USUARIO
MAXIMUMGEWICHT VAN GEBRUIKER
PESO MÁXIMO DE USO
MAKS. BRUGERVÆGT
HÖGSTA ANVÄNDARVIKT
MAKSIMUM BRUKERVEKT
SUURIN KÄYTTÖPAINO
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΠΙΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ




- EN** ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE MANUFACTURER - CONTACT DETAILS BELOW
- FR** TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT PENDANT L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES CI-DESSOUS
- DE** JEDER SCHWERE UNFALL WÄHREND DES GEBRAUCHS MUSS EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTDATEN UNTEN
- IT** QUALSIASI INCIDENTE GRAVE CHE SI VERIFICA DURANTE L'USO DEVE ESSERE SEGNALATO AL PRODUTTORE - DETTAGLI DI CONTATTO DI SEGUITO
- ES** CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE OCURRA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE A EC REP - DETALLES DE CONTACTO A CONTINUACIÓN
- NL** ELK ERNSTIG ONGEVAL TIJDENS HET GEBRUIK MOET WORDEN GEMELD AAN EC REP - CONTACTGEGEVENS HIERONDER
- PT** QUALQUER INCIDENTE SÉRIO QUE OCORRA DURANTE O USO DEVE SER RELATADO AO FABRICANTE - DETALHES DE CONTATO ABAIXO
- DK** ENHVER ALVORLIG HÆNDELSE, DER OPSTÅR UNDER BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL TILLVERKAREN - KONTAKTOPLYSNINGER NEDENFOR
- SV** ALLA ALLVARIGA HÄNDELSESR SOM INTRÄFFAR UNDER ANVÄNDNING MÅSTE RAPPORTERAS TILL TILLVERKAREN - KONTAKTUPPGIFTER NEDAN
- NO** ENHVER ALVORLIG HENDELSE SOM OPSTÅR UNDER BRUK MÅ RAPPORTERES TIL PRODUSENTEN - KONTAKTINFORMASJON NEDENFOR
- FI** KAIKISTA KÄYTTÖN AIKANA TAPAHTUNEISTA VAKAVISTA TAPAHTUMISTA ON ILMOITETTAVA VALMISTAJALLE - YHTEYSTIEDOT ALLA
- EL** ΚΑΘΕ ΣΟΒΑΡΟ ΣΥΜΒΑΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Your **RAISED TOILET SEATS WITH EASY FIT BRACKETS** were specifically developed by our UK Design Team to make toileting as simple as possible, and with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.




ASHBY EASYFIT

63122 62172 62182
 63144 62174 62182
 63166 62176 62186



ASHBY WIDE ACCESS

62014



PRIMA® RAISED SEAT

60903 60912 60914 60912/CU01
 60905 60913 60915 60914/CU01



DESIGNED & MADE IN THE UK



GORDON ELLIS & CO.
 TRENT LANE
 CASTLE DONINGTON
 DERBY, ENGLAND DE74 2AT



AUTHORISED REPRESENTATIVE
 ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA



MD

IFU-REF

63122/0920-4

PART REF

63122 + 63144 + 63166 + 62172 + 62174 + 62176 + 62182 + 62184 + 62186 + 62014 + 60903 + 60905 + 60912 + 60913 + 60914 + 60915 + 60912/CU01 + 60914/CU01

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

gordonellis.healthcare
@EllisHealthcare





VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK



gordonellis.healthcare
@EllisHealthcare



A
ASHBY EASYFIT



C
PRIMA® RAISED SEAT



B
ASHBY WIDE ACCESS

